## WORKSAFE Disposable Nitrile Examination Gloves

**GB** User Information for gloves

- SE Användarinformation för handskar
- **DK** Brugeroplysninger for handsker
- NO Brukerinformasjon for handsker
- FI Käyttäjän käsineet

For single use

EU DoC: http://doc.worksafe.com

- DE Benutzer-Info über Handschuhe
- Kasutaja Info kindad EE
- PL Informacje o uzytkowniku rekawic
- Informations d'utilisation des gants FR

MD

# Cat III Reg (EU) 2016/425 Class I MDR (EU) 2017/745

DO MORF

EC 1935/2004, 2023/2006

Medical Device FEAR LESS 🟙 Procurator AB, P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden. 🛛 Phone +46 (0) 10 60 40 000 🛛 www.procurator.com

♦ WORKSAFE

GB

Art. No.	Model	Sizes	Standard Package	EN ISO 374-1:2016	<b>935/2004</b>
2431585 / 2121238, 2120199, 2120200, 2120201, 2120202	Nitrile Glove Worksafe PF Blue	XS-XL	1/10	Туре В	SGS

### AQL 1,5 EN 455 - 1, 2, 3, 4

These gloves are tested and approved by Notified Body: 2777 module C2 or D. SATRA Technology Europe Limited Bracetown Business Park, Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland.

Notified Body responsible for Module C2 On-going Conformity Assessment: SATRA Technology Europe Limited, 2777. Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Republic of Ireland.

These gloves are approved for use with foodstuffs by: SGS (SGS Center, No 143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, China 266101)

#### ISO 374-1:2016 Fig. 1 A. Methanol 67-56-1

B. Acetone 67-64-1 C. Acetonitrile 75-05-8 D. Dichloromethane 75-09-2 E. Carbon disulphide 75-15-0 F. Toluene 108-88-3 G. Diethylamine 109-89-7 H. Tetrahydrofurane 109-99-9 I. Ethyl acetate 141-78-6 J. n-Heptane 142-82-5 K. Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 L. Sulphuric acid 96% 7664-93-9 M. Nitric acid 65% 7697-37-2 N. Acetic acid 99% 64-19-7 O. Ammonium hydroxide 25% 1336-21-6 P. Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1 S. Hydrofluoric acid 40% 7664-39-3 T. Formaldehyde 37% 50-00-0

nance level	Achieved breakthrough time (min)	
	>10min	
	>30min	
	>60min	
	>120min	
	>240min	
	>480min	
AQL	Inspection level	
>0,65	G1	
>1,5	G1	
>4,0	S4	
	AQL >0,65 >1,5	

Art. No.	EN ISO 374-1:2016 Permeation levels are based on breakthrough times	Breakthrough Performance Level	EN 374-4:2013 Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical Resistance to chemical degradation (%)	EN ISO 374-5:2016
2431585 / 2121238, 2120199, 2120200, 2120201, 2120202	40% Sodium Hydroxide (K) 30% Hydrogen Peroxide (P) n-heptane (J) 25% Ammonium hydroxide (O) 37% Formaldehyde (T)	6 2 0 0 5	-38,4 17,6 27,4 29,9 46,6	Protection against bacteria and fungi - Pass Protection against viruses - Pass

Type C

#### EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-1:2016 Type A Туре В Ĩ J. UVWXYZ XYZ Type B - At Type A - At least Breakthrough least Breakthrough Performance Level Performance Level Class 2 (more than Class 2 (more

Х Type C - At least Breakthrough Performance Level Class 1 (more 30 minutes) against than 30 minutes) than 10 minutes) at least 6 chemicals against at least 3 against at least 1 on the list. \*Fig 1 chemicals on the chemical on the list. \*Fig 1 list. \* Fia 1

EN ISO 374-1:2016 Protection against chemicals and microorganisms EN ISO 374-5:2016 Protection against bacteria and fungi. Protection against viruses.

AQL= Acceptable quality level that indicates the percentage of leaky gloves per production run (or quantity).

This product complies with the requirements of the Regulation (EU) 2016/425 on Personal Protective Equipment Category III, MDR (EU) 2017/745 concerning Medical Devices Class 1, Regulation (EC) No 1935/2004 on Materials and Articles intended to come into Contact with Food. The gloves are tested in accordance with EN420:2003+A1:2009 General requirements for gloves, EN ISO 374-1:2016 and EN ISO 374-5:2016. EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009

Fit for special purpose gloves" because they are to be used to protect the hand only from chemical splashes when handling chemicals. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed. Due to this, the glove does not fully correspond with the standard lengths

declared in EN 420. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is eaual to or over 400mm - where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the aloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous


chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant aloves.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections. Protect from heat, moist, light and ozone. Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool dark room. Disposable glove must be discarded after use. The product material is not known to cause allergic reactions. If irritation of the skin should occur, wash the affected area with mild soap and water. Seek medical attention if the irritation persists.

Dec 20 v1.0







SS-EN ISO 374-1:2016 Skydd mot kemikalier och microorganismer. SS-EN ISO 374-5:2016 Skydd mot bakterier och svampar. Skydd mot virus.

AQL= Acceptabel kvalitetsnivå som anger andelen otäta handskar per producerad volym (eller kvantitet).

Denna produkt uppfyller kraven i Förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter, Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Handskarna är testade enligt SS-EN 420:2004+A1:2009 Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder, SS-EN ISO 374-1:2016 och SS-EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Specialhandskar" då de enbart ska användas för att skydda händerna mot kemikaliestänk vid hantering av kemikalier. Använd inte dessa handskar när även området vid handlederna måste skyddas.

På grund av detta överensstämmer inte handskens totala längd helt med kraven som anges i SS-EN 420.

Denna information speglar inte den verkliga varaktigheten av skyddet på arbetsplatsen och differentieringen mellan blandningar och rena kemikalier. Den kemiska resistansen har utvärderats under laboratoriförhållanden från prov som tagits endast från handflatan (utom i fall där handsken är lika med eller över 400 mm - där även manschetten testas) och avser endast den kemiska testningen. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning.

Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. Vid användning kan skyddshandskar ge mindre resistens mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, punktering, gnidning, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För frätande kemikalieresistenta handskar.

Genombrottstiden har bedömts under laboratorieförhållanden och hänvisar endast till det testade provet.

Inspekterar handskarna avseende eventuella fel eller skador före användning.

Skydda mot värme, fukt, ljus och ozon.

Förvara oanvända handskar i originalförpackning.

Förvaras svalt och mörkt.

Engångshandskar ska kasseras efter användning.

Materialet i produkten är ej känt för att orsaka allergiska reaktioner. Om hudirritation skulle uppstå, tvätta utsatt område med mild tvål och vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår.



EN ISO 374-1:2016 Beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer. EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelse mod bakterier og svampe. Beskyttelse mod vira.

AQL = Acceptabelt kvalitetsniveau, som angiver procentdelen af utætte handsker pr. produktionsserie (eller antal).

Dette produkt overholder kravene i Forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medicinske anordninger, Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Handskerne er testet i henhold til EN420:2003+A1:2009 Generelle krav til handsker, EN ISO 374-1:2016 og EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Specialhandsker" fordi de kun skal anvendes til at beskytte hånden mod stænk ved håndtering af kemikalier. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kræves beskyttelse i manchetområdet.

Derfor stemmer handsken ikke fuldstændigt overens med standardlængderne i EN 420.

Disse oplysninger afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier. Den kemiske resistens er blevet vurderet under laboratoriebetingelser fra prøver taget kun fra håndfladen (undtagen i tilfælde hvor handsken er lig med eller over 400 mm - hvor manchetten også testes) og vedrører kun det testede kemikalie. Det kan være anderledes, hvis kemikaliet anvendes i en blanding.

Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnet til den påtænkte anvendelse, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typetesten afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning.

Ved brug kan beskyttelseshandsker give mindre modstand over for det farlige kemikalie på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, klemning, gridning, nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt mv kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor at overveje ved udvælgelse af kemikaliebestandige handsker.

Gennemtrængningsmodstanden er vurderet under laboratorieforhold og vedrører kun den testede prøve.


Før brug skal du kontrollere handskerne for eventuelle fejl eller mangler Beskyt mod varme, fugt, lys og ozon.

Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares mørkt og køligt.

Enganashandske skal kasseres efter anvendelsen.

Materialet i produktet er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner. Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det udsatte område med mild sæbe og vand. Søg læge, hvis irritationen varer ved.

NO



EN ISO 374-1:2016 Beskyttelse mot kjemikalier og mikroorganismer. EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelse mot bakterier og sopp. Beskyttelse mot virus.

AQL= Acceptable quality level (akseptabelt kvalitetsnivå) som angir prosentandelen hansker med lekkasje per produksjonskjøring (eller antall).

Dette produktet oppfyller kravene i Forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr kategori III, MDR (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr klasse 1, Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

Hanskene er testet i henhold til EN420:2003+A1:2009 Generelle krav til hansker, EN ISO 374-1:2016 og EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Hansker beregnet til spesielle formål" fordi de kun skal brukes til å beskytte hendene omt kjemikaliesprut ved håndtering av kjemikalier. Bruk ikke slike hansker når beskyttelse med mansjetter er påkrevd.

På grunn av dette samsvarer hansken ikke fullstendig med standardlengdene som er oppgitt i EN 420.

Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske beskyttelsesvarigheten på arbeidsplassen eller differensieringen mellom blandinger og rene kjemikalier.

Den kjemiske motstanden er kun undersøkt under laboratorieforhold fra prøver tatt fra håndflaten (unntatt i tilfeller hvor hansken er lik eller over 400 mm - hvor mansjetten også er testet), og gjelder kun kjemikaliet som er brukt i testen. Den kjemiske motstanden kan endres hvis kjemikaliet brukes i en blanding.

Det anbefales å kontrollere at hanskene er egnet for den tilsiktede bruken, fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typetesten, avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning.

Ved bruk kan beskyttelseshandsker gi mindre motstand mot det farlige kjemikaliet på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, rifter, friksjon, nedbrytning forårsaket av kjemisk kontakt osv. kan redusere den faktiske bruksperioden betydelig. For etsende kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av kjemikaliebestandige hansker.

Gjennomtrengningsbestandigheten er vurdert under laboratorieforhold og gjelder kun den testede prøven.

Kontroller hanskene for eventuelle feil eller mangler før bruk.

Beskytt mot varme, fukt, lys og ozon.

Oppbevar ubrukte hansker i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig.

Oppbevares mørkt og klølig.

Engangshansker skal kasseres etter bruk.

Materialet i produktet forårsaker ikke kjente allergiske reaksjoner. Hvis hudirritasjon skulle oppstå, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. vastaan. \*Fig 1 vastaan. \*Fig 1 vastaan. \*Fig 1 EN ISO 374-1:2016 Suojaus kemikaaleilta ja mikro-organismeilta vastaan.

EN ISO 374-1:2016 Suojaus kemikaaleilta ja mikro-organismeilta vastaan EN ISO 374-5: 2016 Suojaus bakteereilta ja sieneltä. Suojaus viruksilta.

AQL = Hyväksyttävä laatutaso, joka ilmaisee vuotavien käsineiden prosentuaalisen osuuden tuotantoerää (tai määrää) kohti.

Tämä tuote täyttää henkilönsuojaimista annetun Asetus (EU) 2016/425, henkilönsuojaimista riskiluokkaa III, MDR (EU) 2017/745, lääkinnällisistä laitteista, Asetus (EY) N:o 1935/2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista.

Käsineet on testattu seuraavien standardien mukaisesti:

EN420:2003+A1:2009 Käsineiden yleiset vaatimukset, EN ISO 374-1:2016 ja EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Erikoiskäyttöön sopivat käsineet", koska ne on tarkoitettu suojaamaan kättä vain kemikaalien roiskeilta kemikaaleja käsiteltäessä. Älä käytä käsinettä, kun suojausta tarvitaan rannekkeen alueella. Tämän vuoksi käsine ei vastaa täysin EN 420 -standardin mukaisia vakiopituuksia.

Nämä tiedot eivät heijasta työpaikalla tapahtuvan suojan tosiasiallista kestoa eivätkä eri seosten ja puhtaiden kemikaalien välistä erottelua. Kemikaalinkestävyys on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kämmenestä otetuista näytteistä (paitsi jos käsineen mitta on vähintään 400 mm, jolloin testataan myös mansetti) ja koskee vain testattua kemikaalia. Se voi olla erilainen, jos kemikaalia käytetään seoksessa.

On suositeltavaa tarkastaa, että hansikkaat ovat tarkoituksenmukaisia, koska työpaikalla esiintyvät olosuhteet voivat poiketa tyyppitestistä riippuen lämpötilasta, hankautumisesta ja hajoamisesta.

Käytettyinä suojakäsineet voivat kestää vaarallista kemikaalia heikommin fysikaalisten ominaisuuksien muutosten vuoksi. Liikkeet, repeäminen, hankautuminen ja kemikaalin kosketuksen aiheuttama hajoaminen voivat lyhentää todellista käyttöaikaa. Syövyttävien kemikaalien osalta hajoaminen voi olla tärkein tekijä, joka on otettava huomioon kemikaaleja kestävien käsineiden valinnassa. merkittävästi.

Tunkeutumisvastus on arvioitu laboratorio-oloissa ja koskee ainoastaan testattua näytekappaletta.

Tarkista ennen käyttöä käsineet vikojen ja puutteiden varalta.


Suojaa lämmöltä, kosteudelta, valolta ja otsonilta.


Säilytä käyttömättömiä käsineitä alkuperäispakkauksessa. Säilytetään viileässä ja pimeässä.

Kertakäyttökäsine on hävitettävä käytön iälkeen.


Tuotteen materiaalin ei tiedetä aiheuttavan allergisia reaktioita. Jos ihoärsytystä ilmenee, pese vaikutusalue vedellä ja miedolla saippualla.

Jos ärsytys jatkuu, käänny lääkärin puoleen.





EE



EN ISO 374-1:20163 Schutz gegen chemikalien und Mikroorganismen. EN ISO 374-5: 2016 Schutz gegen Bakterien und Pilze. Schutz vor Viren.

AQL= Acceptable Quality Level (dt. annehmbare Qualitätsgrenzlage) - gibt den Prozentsatz undichter Handschuhe pro Fertigungslauf (oder Menge) an.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen Kategorie III. MDR (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Die Handschuhe wurden gemäß EN420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen für Handschuhe, EN ISO 374-1:2016 und EN ISO 374-5:2016 geprüft.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Für Spezialzwecke geeignete Handschuhe", da sie nur zum Schutz der Hand vor Chemikalienspritzern beim Umgang mit Chemikalien zu verwenden sind. Nicht geeignet für eine Verwendung, wenn ein Schutz im Stulpenbereich erforderlich ist.

Aus diesem Grund entsprechen diese Handschuhmodelle nicht vollständig den in EN 420 angegebenen Standardlängen.

Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider.

Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben von der Handfläche beurteilt (außer in Fällen, in denen der Handschuh mindestens 400 mm lang ist - wo auch die Stulpe getestet wird) und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann davon abweichen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von der Typprüfung in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation abweichen können. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation den wichtigsten Faktor bei der Auswahl chemikalienresistenter Handschuhe darstellen.

Schutzhandschuhe können aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften weniger Beständigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufweisen, Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Degradation durch den chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation den wichtigsten Faktor bei der Auswahl chemikalienresistenter Handschuhe darstellen. Der Penetrationswiderstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich ledialich auf die aetesteten Exemplare. Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Defekte oder

Unvollkommenheiten.

Vor Hitze, Feuchtigkeit, Licht und Ozon schützen. Bewahren Sie unbenutzte Handschuhe in ihrer Originalverpackung auf. An einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren. Einweghandschuh muss nach Gebrauch entsorgt werden. Allergische Reaktionen auf das Produktmaterial sind nicht bekannt. Wenn Hautreizungen auftreten, waschen Sie die betroffene Stelle mit milder Seife und Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Reizung anhält

EN ISO 374-1:2016. Kaitse kemikaalide ja mikroorganismide eest. EN ISO 374-5: 2016 Kaitse bakterite ja seente eest. Kaitse viiruste eest.

Vastuvõetav kvaliteeditase (AQL) tähistab defektsete kinnaste protsenti (või arvu) ühe tootmistsükli käigus.

Antud toode see rõivaese vastab isikukaitsevahendite Määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid III kategooria, MDR (EU) 2017/745, meditsiiniseadmete kohta, Määrus (EÜ) nr 1935/2004. toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta. Kindaid on katsetatud vastavalt standarditele EN 420:2003+A1:2009 (Üldnõuded kaitsekinnastele), EN ISO 374-1:2016 ja EN ISO 374-5:2016. EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 Erikasutuseks mõeldud kindaid tuleb kasutada ainult kemikaalide käitlemisel, kaitsmaks käsi keemiliste ainete pritsmete eest. Ärae kasutaae neid kindaid, kui tarvis on kaitset randmetele.

Seetõttu ei vasta see kinnas täiel määral standardis EN 420 sätestatud standardpikkustele.

See teave ei kajasta tegelikku kaitse kestust töökeskkonnas ega segude ja puhaste kemikaalide eristamist.

Keemilist vastupidavust on hinnatud laboritingimustes ainult peopesast võetud proovidest (välja arvatud juhtudel, kui kinnas on 400 mm või üle selle, kus randmeosa samuti katsetatakse) ja see puudutab ainult katsetatud kemikaali. See võib olla erinev, kui kemikaali kasutatakse segus. Soovitatav on kontrollida, kas kindad sobivad kasutamiseks ettenähtud otstarbel, kuna töökoha tingimused võivad sõltuvalt temperatuurist, hõõrdumisest ja lagunemisest tüübikatsetusest erineda.


Kasutamisel võivad kaitsekindad olla füüsikaliste omaduste muutumise tõttu ohtlikele kemikaalidele vähem vastupidavad. Keemiliste kokkupuudete jms põhjustatud liigutused, rebimine, hõõrdumine ja lagunemine võivad tegelikku kasutusaega oluliselt vähendada. Söövitavate kemikaalide puhul võib lagunemine olla keemiliselt vastupidavate kinnaste valimisel kõige olulisem teaur.

Läbitungimise resistentsust on hinnatud laboratoorsetes tingimustes ja see seondub ainult katsetatud näidisega.

- Enne kasutamist kontrollige, kas kinnastel on defekte või puudusi Kaitse kuumuse, niiskuse, valause ja osooni eest.
- Kasutamata kindaid hoida originaalpakendis.
- Hoida jahedas ja pimedas kohas.

Ühekordselt kasutatavad tooted tuleb pärast kasutamist kõrvaldada. Toote material ei põhjusta teadaolevalt allergilisi reaktsioone. Nahaärrituse korral pesta ärritatud kohta õrnatoimelise seebi ja veega. Kui ärritus ei kao, pöörduda arsti poole.

Ы



FR

EN ISO 374-1:2016 Ochrona przed substancjami chemiczne i mikroorganizmami.

EN ISO 374-5: 2016 Ochrona przed bakteriami i grzybami. Ochrona przed wirusami.

AQL= dopuszczalny poziom jakości oznacza procent wadliwych rękawic na cykl produkcyjny (lub ilość).

Product spełnia wymagania rozporządzenia Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej Ryzyka III, MDR (EU) 2017/745 dotycząca wyrobów medycznych, Rozporządzenie (WE) NR 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żvwnościa.

Rękawice są testowanie zgodnie z EN420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne, EN ISO 374-1:2016 i EN ISO 374-5.2016

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 "Rękawice o zastosowaniu specjalnym", ponieważ są one przeznaczone tylko do ochrony ręki przed rozpryskami substancji chemicznych podczas pracy chemikaliach. Nie używać rękawic, gdy potrzebna jest ochrona w okolicy nadgarstka.

Z tego powodu długość tych rękawic nie odpowiada w pełni standardom określonym w normie EN 420.

Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego czasu trwania ochrony w miejscu pracy oraz różnicowania między mieszaninami a czystymi chemikaliami.

Odporność chemiczną oceniano w warunkach laboratoryjnych, na próbkach pobranych tylko z dłoni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawica jest równa lub większa niż 400 mm – tam, gdzie testowany jest również mankiet) i odnosi się tylko do badanego związku chemicznego. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. Zaleca sie sprawdzenie, czy rekawice aer sa odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od testu typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. W przypadku użycia rekawice ochronne moga zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczny związek chemiczny ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zaczepienia, tarcie, degradacia spowodowana kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwage przy doborze rekawic odpornych chemicznie.

Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się tylko do badanej próbki.

Przed użyciem należy skontrolować rękawice pod kątem wszelkich wad lub niedoskonałości.

Chronić przed gorącem, wilgocią, światłem i ozonem

Nieużywane rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Rękawicę należy po użyciu wyrzucić.

Materiał produktu nie powinien wywoływać reakcji alergicznych. Jeżeli pojawi się podrażnienie skóry, przemyć je roztworem delikatnego mydła i wody. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywać, skonsultować się z lekarzem.

au moins 1 produit chimique sur la liste. liste. \* Fig 1 liste. \* Fig 1 \*Fig 1

Type C

х

un niveau de

perméation de

classe 1 (plus de

10 minutes) pour

Type C - Au moins

EN ISO 374-1:2016 : Protection contre les produits chimiques et les microorganismes.

EN ISO 374-5:2016 Protection contre les bactéries et les champignons. Protection contre les virus.

AQL = Acceptable quality level (niveau de qualité acceptable), indiquant le pourcentage de gants perforés par lot de production (ou quantité).

Ce produit est conforme aux exigences du règlement Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle catégorie III, MDR (EU) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux, Règlement (CE) No 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Les gants sont testés conformément aux normes EN420:2003+A1:2009 Exigences générales pour les gants de protection, EN ISO 374-1:2016 et EN ISO 374-5:2016.

EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 Il s'agit de « gants à usage spécifique » car ils doivent uniquement être utilisés pour protéger les mains des projections de produits chimiques lors de leur manipulation. N'utilisez pas ces gants lorsqu'il est requis de protéger la région du poignet.

Voilà pourquoi ce gant ne répond pas pleinement aux critères de longueur de la norme EN 420.

Cette information ne reflète pas la durée effective de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques

La résistance chimique a été évaluée en conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm et où la région du poignet a dès lors également été testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai type en fonction de la température, de l'abrasion et de la déaradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix des gants résistant aux produits chimiques. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que le spécimen testé.

Avant utilisation, inspecter les gants pour s'assurer qu'il n'y a ni défaut ni imperfection

Protéger de la chaleur, de l'humidité, de la lumière et de l'ozone. Conservez les gants non utilisés dans leur emballage d'origine. À conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Gant non réutilisable à jeter après utilisation.

On ne connaît aucune réaction allergique liée au matériau composant le produit.

En cas d'irritation cutanée, nettoyez la zone affectée avec du savon doux et de l'eau. Si l'irritation persiste, veuillez consulter un médecin.