



Artikelnummer 1000012711



ABRI-FIX


Fixeringsbody, ABENA Abri-Fix Bodystocking, L, vit

- ✓ Mjuk, andningsbar kroppstrumpa för fixering av inkontinensskydd
- ✓ Flexibelt och töjbart material för en tät passform som håller inkontinensskyddet på plats
- ✓ Inga sömmar som ger tryckmärken och hudirritation
- ✓ Blixtlåsen i grenen och axeln gör det enkelt att använda och justera
- ✓ Styckförpackad



Produktbeskrivning

Kroppstrumpa i textil för fixering av inkontinensskyddet – bärs som helkroppsunderkläder. Abri-Fix Bodystocking är en mjuk och flexibel kroppstrumpa i bomull med ärmor och ben. Bomullsmaterialet säkerställer att huden hålls torr och garanterar användarkomforten. Den sömlösa sticktekniken – ett innovativt koncept för att göra kläder med nästan inga sömmar – förhindrar tryckmärken och hudirritation. Det finns blixtlås i ben-, gren- och axelområdet vilket gör den enkel att använda och justera. Blixtlåset är övertäckt för att skydda huden mot irritation. Storlek och tvättanvisningar anges i tyget. 75 % bomull, 20 % polyamid, 5 % elastan



Produktspecifikationer

| | |
|--|---|
| Artikelbenämning | Fixeringsbody |
| Varumärke | ABENA |
| Undervarumärke | Abri-Fix Bodystocking |
| Storlek | L |
| Färg | Vit |
| Egenskaper | Blixtlås i benutskärning och axelsöm, sömlös |
| Material | PA, bomull, elastan |
| Ingredienser/sammansättning | 75 % bomull, 20 % polyamid, 5 % elastan |
| Höftmått | 90-115 cm |
| Kön | Unisex |
| Produktionsmetoder | Sömlös stickningsteknik |
| Märkningar | CE, MD, OEKO-TEX |
| CE-klass | Klass I |
| Direktiv, förordningar och lagstiftning | MDR (EU) 2017/745 |
| På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum: | 5 år |
| Förvaringsinstruktioner | Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus. |
| Instruktioner för produktkassering | Kan slängas med vanligt hushållsavfall. |
| Instruktioner för förpackningskassering | Kan återanvändas eller förbrännas. |

Bruksanvisning

Fixeringsbody i textil för fixering av inkontinensskydd – bärs som vanliga underkläder. Det är viktigt att välja rätt storlek baserat på höftmått för att säkerställa att den är bekväm att använda. Fixeringsbodyn kan öppnas helt (både i gren- och axelblixtlåset), vilket gör den enkel att använda och justera. Justera och se till att fixeringsbodyn sitter ordentligt innan du stänger blixtlåset för att förhindra att användaren eller produkten skadas.

Kan tvättas i upp till 90 °C, men den bästa hållbarheten uppnås vid tvätt vid 60 °C. Stäng blixtlåset innan du tvättar och placera blixtlåset så att det täcks helt av tyget i slutet av blixtlåset. Utsätt inte produkten för tryck som press eller utjämning, eftersom detta kan skada blixtlåsen

Förpackning

| Enhet | Innehåll | Längd | Bredd | Höjd | EAN |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------------|
| kartong | 12 st | 40.1 cm | 28.4 cm | 24.1 cm | 5703538390159 |
| st | 1 st | | | | 5703538390142 |



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



OEKO-TEX, även kallat "Tilltro till Textiler", är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.



Produkten innehåller inte latex.



Produkten kan tvättas i högst 60 grader.



Blek inte produkten.



Produkten kan torkas i torktumlare på låg värme.



Stryk inte produkten.



Kemtvätta inte produkten.



Produkten kan tvättas upp till 100 gånger.