



Artikelnummer 220729

Kompressionsatts, Coban 2, 2-lags, 4,5m x 15cm

- ✓ Effektiv och graderad kompression
- ✓ Andra lager med säkert och stabilt tryck
- ✓ Snabb ödemreducering och därför snabbare sårhäkning
- ✓ Lossar inte, glider minimalt
- ✓ Bekvämt för patienten
- ✓ Snabb och enkel applicering för personal



Produktbeskrivning

Coban 2 2-lagers bindsystem med kompression, speciellt utformat för att ge effektiv terapeutisk kompression. Används på venösa bensår där stabil och långvarig kompression är önskvärt. Kan användas som kompressionsbinda där index för ankel/arm är lika med eller större än 0,8. De två bindorna fäster vid varandra och glider inte ner på benet. Kan sitta på benet under upp till 7 dagar. Efter första omlindningen kan det vara nödvändigt att lägga nytt förband efter 3-4 dagar. Den tunna profilen gör att patienten kan bära vanliga skor. Bindan är för engångsbruk. Se datablad för appliceringsteknik.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Kompressionsatts
Varumärke	Coban
Undervarumärke	2
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	PU, polyester, spandex
Längd/djup	4.5 m
Bredd	15 cm
Antal lager	2-lags
Märkningar	CE, MD
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	2 år
Hållbarhet, öppnad	2 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas med vanligt hushållsavfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	8 st	35.3 cm	31.8 cm	20.5 cm	
st	1 st				



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Produkten innehåller inte latex.