



Artikelnummer 254126



ABRI-SOFT
Premium

Underlägg, ABENA Abri-Soft Premium, 220x100cm, vit

- ✓ Absorberande fluff och SAP-kärna
- ✓ Andningsbart spärrskikt
- ✓ Låter huden andas
- ✓ Bättre reglering av kroppstemperatur
- ✓ Extra starkt och godkänt för lyft av användare
- ✓ Mjuk och slät nonwoven-yta
- ✓ Snabb absorption
- ✓ Vätsketätt spärrskikt och förseglade kanter för extra skydd



Produktbeskrivning

Abri-Soft Premium är ett andningsbart skyddande engångsunderlägg för sängar och britsar. Det är lämpligt för ambulanser, akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och operationsrum. Det andningsbara spärrskiktet minskar risken för hudirritation och hjälper till att reglera kroppstemperaturen. Abri-Soft Premium-underlägget är extra starkt och testat för belastning på upp till 150 kg i högst 1 minut. Det innehåller både fluff och SAP, vilket kapslar in vätskan ännu snabbare och håller ytan torr och behaglig. Systemet minskar också risken för oönskad lukt. Dessutom har underlägget förseglade kanter för optimalt läckageskydd, och ytan är täckt med ett mjukt nonwoven-material som ger ännu högre komfort. Med engångsunderlägg minskar risken för kontaminering. Abri-Soft Premium har medelhög absorptionskapacitet.



Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Underlägg
Varumärke	ABENA
Undervarumärke	Abri-Soft Premium
Färg	Vit
Egenskaper	Lastkapacitet 150 kg
Egenskaper	Osteril
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Fluff, nonwoven, PE, SAP, tissue
Längd/djup	220 cm
Bredd	100 cm
Vikt, netto	272 g
Tolerans	+/- 2 cm
Steriliseringsmetod	EO
Absorption (Rothwell)	4622 ml
Märkningar	CE, FSC Mix
CE-klass	Klass I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
På grund av produktens sammansättning är utgångsdatum baserat på produktionsdatum:	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas bland hushållsavfall. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.

Instruktioner för förpackningskassering

Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Underlägget måste placeras med den tryckta sidan nedåt mot sängen eller stolen. Se till att underlägget ligger helt slätt innan det används.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	20 st	43 cm	27.5 cm	43 cm	5703538299957
fp	10 st	42 cm	25 cm	19 cm	5703538300059
st	1 st				



FSC™ (Forest Stewardship Council) är en internationell, icke-statlig organisation som arbetar med att främja ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. FSC™-certifierade produkter är tillverkade av råmaterial från välskötta skogar och ansvarsfulla källor. Märkningens spårbarhet och integritet upprätthålls genom stränga kontrollåtgärder, och genom att välja FSC™-certifierade produkter hjälper du till att ta hand om skogar och de människor och djur som har sitt hem där. FSC™ Mix innebär att produkten består av en blandning av FSC-certifierat trä och återvunnet material. För mer information besök www.fsc.org.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



Symbolen för dermatologiskt testade produkter garanterar att produkterna har testats för eventuella hudirritationer av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Produkten andas.



Råmaterial som absorberar tio gånger sin egen vikt och ger utmärkt vätskespridning.



Råmaterialen är polyakrylat, som absorberar 33 gånger sin egen vikt.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.

