

Artikelnummer 73475

Britspapper, vit

- ✓ Absorberande yta
- ✓ Vätsketätt spärrskikt
- ✓ Perforerade ark
- ✓ Finns i olika storlekar

Produktbeskrivning

Britspapper används för att skydda t.ex. britsar och undersökningsbänkar. Britspappret har en absorberande yta, samt ett vätsketätt spärrskikt för att förhindra genomvätning. Perforeringen gör det lätt och enkelt att riva av. Med britspapper för engångsbruk minskar risken för kontaminering och hygien förbättras. Kan användas med eller utan dispenser.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Britspapper
Färg	Vit
Förvaringsinstruktioner	Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.
Instruktioner för produktkassering	Kan slängas bland hushållsavfall. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras som kliniskt avfall.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning

Britspappret måste placeras med den blå sidan nedåt mot britsen. Se till att tissuen är helt slät före användning.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	4 rl	32 cm	32 cm	53 cm	7331246734750
rl	1 rl				